

Klaxon Mobility - 5-jähriges Jubiläum



DEUTSCH

Klick Power
Limited
EDITION



Klick Power Standard *Limited* EDITION



Model	Klick Power Standard <i>Limited</i> Edition
Material	Aluminium
Motor	48V x 750W bürstenlos
Rad	14 Reifen, profilloser Reifen
Display	Multifunktions-LCD-Display, 5 Geschwindigkeitsstufen, Schrittgeschwindigkeits-Einstellung, USB-Ladeport
Dedizierte Drucktasten	Adaptive Cruise Control, Electronic Brake System, Rückwärtsgang, Doppelte Mapping: "Sport" und "Komfort".
Akku	Lithium 48 x 11 Ah (Gewicht 3,0 kg)
Lenker	Aluminium, justierbar in Höhe, Abstand und Neigungswinkel
Bremse	Doppelbremssystem 160 mm mit Electronic Brake System
Grösse	B 50 cm x H 90 cm x T 40 cm
Verbindung	Klick Linking System Klaxon® (Weltweites Patent)
Gewicht	8,5 Kg (ohne Akku)
Reichweite	Ca. 50 km (bei Geschwindigkeitsstufe 1, auf ebenem Untergrund)
Im Lieferumfang enthalten	Akku 11Ah mit Ladegerät, Rückwärtsgang, LCD-Display, Klingel, Klappständer, Kotflügel



EBS - Electronic Brake System

Eine Berührung des Bremshebels oder ein langer Druck auf die dedizierte Drucktaste ist ausreichend, um den Klick zu stoppen, ohne die mechanische Bremse benutzen zu müssen. Während der EBS-Bremmung wird Energie erzeugt und zur Wiederaufladung der Batterie genutzt. Die mechanische Bremse kann weiterhin durch eine stärkere Betätigung des Bremshebels aktiviert werden. Beide Bremssysteme werden dann in einer einzelnen Bremsaktivität fusioniert.

Adaptive Cruise Control

Durch Drücken der grünen Taste auf dem neuen Multifunktions-Bedienfeld können Sie Ihre bevorzugte Geschwindigkeit sowohl bergauf als auch bergab einstellen und beibehalten. Ideal für Ihre Fahrten und den Alltag!



Linking System Klaxon® - Weltweites Patent



Klick Power Tetra

Limited
EDITION



Model	Klick Power Tetra <i>Limited Edition</i>
Material	Aluminium
Motor	48V x 750W bürstenlos
Rad	14 Reifen, profilloser Reifen
Display	Multifunktions-LCD-Display, 5 Geschwindigkeitsstufen, Schrittgeschwindigkeits-Einstellung, USB-Ladeport
Dedizierte Drucktasten	Adaptive Cruise Control, Electronic Brake System, Rückwärtsgang, Doppelte Mapping: "Sport" und "Komfort".
Akku	Lithium 48 x 11 Ah (Gewicht 3,0 kg)
Lenker	Aluminium, justierbar in Höhe, Abstand und Neigungswinkel, Komfort Drive System (Beschleunigung und Bremsen durch eine Vor-/Rückwärtsbewegung der Lenkstange)
Bremse	Doppelbremssystem 160 mm mit Electronic Brake System
Grösse	B 50 cm x H 95 cm x T 40 cm
Verbindung	Klick Linking System Klaxon® (Weltweites Patent)
Gewicht	9,1 Kg (ohne Akku)
Reichweite	Ca. 50 km (bei Geschwindigkeitsstufe 1, auf ebenem Untergrund)
Im Lieferumfang enthalten	Komfort Drive System, Akku 11Ah mit Ladegerät, Rückwärtsgang, LCD-Display, Klingel, Klappständer, Kotflügel



EBS - Electronic Brake System

Ein kleiner Druck auf den Lenker oder ein langer Druck auf die dedizierte Drucktaste ist ausreichend, um den Klick zu stoppen, ohne die mechanische Bremse benutzen zu müssen. Während der EBS-Bremung wird Energie erzeugt und zur Wiederaufladung der Batterie genutzt. Die mechanische Bremse kann weiterhin durch eine stärkere Betätigung des Bremshebels aktiviert werden. Beide Bremssysteme werden dann in einer einzelnen Bremsaktivität fusioniert.

Adaptive Cruise Control

Durch Drücken der grünen Taste auf dem neuen Multifunktions-Bedienfeld können Sie Ihre bevorzugte Geschwindigkeit sowohl bergauf als auch bergab einstellen und beibehalten. Ideal für Ihre Fahrten und den Alltag!



Linking System Klaxon® - Weltweites Patent

Schnell und einfach zu bedienen

Das innovative Klick-Verbindungssystem ermöglicht ein einfaches und eigenständiges An- und Abkoppeln der KLICK Handbikes in Sekundenschnelle. Erlebe ein völlig neues Freiheitsgefühl und entdecke die Welt mit einem KLICK Handbike!



Für jeden Rollstuhltyp geeignet

Das flexible System ist anpassungsfähig, individuell einstellbar und für jeden Rollstuhltyp geeignet. Es kann mit jedem Modell der KLICK Handbike Produktlinie kombiniert werden, sodass ein Wechsel zwischen den Handbikes jederzeit mühelos möglich ist.



Für jeden Einsatzzweck geeignet

Passend für jegliche Anwendungszwecke und Anwenderbedürfnisse bietet die KLICK Handbike Produktlinie die ideale Lösung für Freizeitgestaltung, Trainingsunterstützung und Bewältigung von Alltags Herausforderungen im Rollstuhl.



*“Nur wer das Abenteuer wagt,
wird neue Welten entdecken“*



Qualität und Sicherheit

Die KLICK Handbikes garantieren eine sichere Fortbewegung, meistern Steigungen und steiles Terrain, überwinden mühelos Hindernisse und unwegsames Gelände und eignen sich hervorragend für ausgedehnte Ausfahrten.



Leicht und wendig

Die KLICK Handbikes eignen sich hervorragend für den Einsatz im Outdoor- und Indoor-Bereich. Sie sind unglaublich wendig und selbst auf engstem Raum leicht zu manövrieren.



Kompakt und handlich

Die Einsatzmöglichkeiten der KLICK Handbikes sind sehr vielseitig und bieten eine neue Bewegungsfreiheit, Unabhängigkeit und selbstbestimmte Lebensweise. Zudem sind sie kompakt, leicht und handlich und ideal für unterwegs.



1



2



3



4



6



8



5



7



9

1 Standard Flybag - FLYBAG00

2 14" Reifen, profilloser Reifen
CC-3-1400

3 X-Large Räder set fürs Gelände
FATWHEELS

4 Rücklicht - LED-RED-0000

5 Rückspiegel
SPE-0000

6 Race Akku Ladegerät - CC-88-0001

7 Lenker Verlängerung Std - CC-25-0005
Lenker Verlängerung Tetra - CC-25-0004

8 Monster/Race Licht
CC-83-KIT

9 Handy Halterung - PHONE-HOLDER

10 Korbverbindungssatz - KIT-TEL-0000

11 Korb 16L - BASKET-0001

12 Korb 10L - BASKET-0000

13 Lenkstangenhörner - T-HORN-0000

14 Race Akku (48V x 11Ah) - CM-1-11AH
Flug-Version (280 Wh) - CM-1-5AH

15 Zusätzliche Gewichte - CC-93-0000

16 Klaxon Handschuhe - GLOVES

10



11



12



13



14



15



16



Linking System Klaxon®

Weltweites Patent



Das innovative Klick-Verbindungssystem ermöglicht ein einfaches und eigenständiges An- und Abkoppeln der KLICK Handbikes in Sekundenschnelle. Das flexible System ist anpassungsfähig, individuell einstellbar und für jeden Rollstuhltyp geeignet. Es kann mit jedem Modell der KLICK Handbike Produktlinie kombiniert werden, sodass ein Wechsel zwischen den Handbikes jederzeit mühelos möglich ist.

Ein völlig neues Freiheitsgefühl in drei einfachen Schritten:

AUSRICHTEN. EINRASTEN. "KLICK".

SCHNELL
und einfach ankoppeln



ANKOPPELN
in Sekundenschnelle



ANPASSUNGSFÄHIG
für jeden Rollstuhltyp geeignet



www.klaxon-klick.com

info@klaxon-klick.com



Facebook:
[@KlaxonKlickWorld](https://www.facebook.com/KlaxonKlickWorld)

Instagram:
[@KlaxonKlick](https://www.instagram.com/KlaxonKlick)